


Anti-Cd141/Thrombomodulin Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc Und Elisa - P07204

Artikelnummer: CM0029856



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Thrombomodulin-Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-CD141/THBD; reguliert Koagulation und Entzündung. Ideal für kardiovaskuläre und Hämostase-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD141/Thrombomodulin Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TM, THRM, AHUS6, BDCA3, CD141, BDCA-3, THPH12, CD141/Thrombomodulin
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7056
GenID	7056
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-515 des menschlichen CD141/Thrombomodulin (NP_000352.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07204
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel