


## Anti-Cd141/Thrombomodulin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P07204

Artikelnummer: CM0002353



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD141/Thrombomodulin (THBD), validiert für IHC-P, IF/ICC, Durchflusszytometrie und ELISA. Geeignet für die Forschung in den Bereichen Gerinnung, Entzündung und Endothelzellbiologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD141/Thrombomodulin Kaninchen mAb                                                                                                        |
| Bemerkungen/Alias | TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12; CD141/Thrombomodulin                                                                       |
| Spezies           | Human                                                                                                                                     |
| GeneID (Human)    | 7056                                                                                                                                      |
| GeneID            | 7056                                                                                                                                      |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 19-515 von humanem CD141/Thrombomodulin (NP_000352.1) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                 |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                    |
| Anwendung         | IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                                     |
| SWISS             | P07204                                                                                                                                    |
| Protein-Gewicht   | 60kDa                                                                                                                                     |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                                 |