


Anti-Cd141/Thrombomodulin-Kaninchen-Polymab® Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P07204

Artikelnummer: CM0006516



Einführung

Hochspezifischer monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD141/Thrombomodulin. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, FC und ELISA. Rekombinantes Immunogen. Ideal für die Erforschung von Gerinnung, Entzündung und Hämostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD141/Thrombomodulin-Kaninchen-PolymAb®
Bemerkungen/Alias	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	7056
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 19-515 des humanen CD141/Thrombomodulins. (NP_000352.1).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P07204
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühlakku