


Anti-Cd142 (Tissue Factor) Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P13726

Artikelnummer: CM0011610



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD142/Tissue Factor, validiert für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen, kreuzreagiert mit Humanem. Ideal für die Hämostase- und Gerinnungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD142 mAb
Anmerkungen/Alias	TF; TFA; CD142
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	2152
Gen-ID	2152
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 34-251 des humanen CD142 (NP_001984.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13726
Proteingewicht	33 kDa
Versand	Eisbeutel