

Anti-Cd144 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P55284

Artikelnummer: CM0023665



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen Maus-CD144 (VE-Cadherin) gerichtet ist, hergestellt gegen rekombinantes Protein. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen. Ideal für Untersuchungen zur Endothelzelladhäsion und Zellverbindungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD144 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	7B4; Vec; VECD; Cd144; VEcad; VE-Cad; CD144
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	1003
GenID	12562
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 46-592 von Maus-CD144 (NP_033998.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P55284
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel