

Anti-Cd144/VE-Cadherin Monoklonaler Antikörper Für Fc - P33151

Artikelnummer: CM0009513

Einführung

-konjugierter kanincher monoklonaler Antikörper gegen humanes CD144/VE-Cadherin. Geeignet für Durchflusszytometrie, kreuzreagiert mit Human, Proteinmasse 88 kDa, rekombinantes Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-humanes CD144/VE Cadherin mAk
Bemerkungen/Alias	7B4; CD144
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1003
GeneID	1003
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 48-593 des humanen CD144/VE Cadherin (NP_001786.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P33151
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel