

Anti-Cd144/VE-Cadherin Monoklonaler Antikörper Für Fc - P33151

Artikelnummer: CM0003987

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD144/VE-Cadherin, konjugiert mit für die direkte Durchflusszytometrie. Ideal für die Immunphäotypisierung von Endothelzellen und vaskulärbiologische Forschung, erleichtert Studien zu Adhäsion und Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD144/VE-Cadherin mAk
Bemerkungen/Alias	7B4; CD144
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1003
Gen-ID	1003
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 48-593 von humanem CD144/VE-Cadherin (NP_001786.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P33151
Proteinmasse	88 kDa
Versand	Eisbeutel