


Anti-Cd146-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43121

Artikelnummer: CM0021329



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CD146 (MUC18) gerichtet ist, für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Untersuchen Sie Zelladhäsion, Melanom-Metastasierung und Endothelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD146 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4162
Gen-ID	4162
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 546-645 von humanem CD146 (NP_006491.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43121
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eisbeutel