

Anti-Cd146 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q8R2Y2

Artikelnummer: CM0019677

Einführung

Kaninchen-polyclonale CD146-Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv gegenüber Mensch und Maus. Zielt auf das Zelladhäsionsmolekül MUC18, geeignet für Forschung zu Melanom und Gefäßbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD146 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4162
GenID	84004
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-563 von murine CD146 enthält. (NP_075548.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8R2Y2
Proteingewicht	71 kDa
Versand	Eisbeutel