

Anti-Cd146 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q8R2Y2

Artikelnummer: CM0004699

Einführung

Hochspezifischer CD146 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, FC, ELISA mit Reaktivität gegenüber Human, Maus, Ratte. Ideal für Zelladhäsions- und Melanomforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD146 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-gicerin; s-gicerin
Spezies	Maus
GenID (Human)	4162
GenID	84004
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 24-563 von Maus-CD146 (NP_075548.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8R2Y2
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel