


Anti-Cd146/Mcam-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43121

Artikelnummer: CM0011459



Einführung

Hochleistungsfähiger rekombinanter monoklonaler Antikörper gegen humanes CD146/MCAM (P43121, 72 kDa). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Spielt eine Rolle bei der Zelladhäsion und Tumormetastasierung und ist ideal für die Krebs- und Gefäßbiologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD146/MCAM-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Art	Mensch
GeneID	4162
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-559 des humanen CD146/MCAM (NP_006491.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43121
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Kühlakku