


Anti-Cd146/Mcam-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43121

Artikelnummer: CM0006916



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD146/MCAM (MUC18). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Immunogen: rekombinantes Protein (AS 26–350). Unterstützt die Forschung zur Gefäßbiologie und zur Melanommetastasierung. ~72 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD146/MCAM-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4162
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26–350 des humanen CD146/MCAM (NP_006491.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43121
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Kühlakku