


Anti-Cd146/Mcam Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P43121

Artikelnummer: CM0007729



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD146/MCAM (P43121), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Zelladhäsion, Melanomprogression und vaskulärer Biologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD146/MCAM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeCAM; CD146/MCAM
Spezies	Mensch
Gen-ID	4162 (Mensch)
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 547-646 von humanem CD146/MCAM (P43121) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43121
Proteinmasse	72 kDa
Versand	Eisbeutel