


Anti-Cd146/Mcam Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc - P43121

Artikelnummer: CM0010982



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD146/MCAM (Aliase MUC18, MelCAM), validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Rekombinantes Immunogen, Kreuzreaktivität mit Human; ideal für Studien zum Melanomfortschritt und zur endothelialen Adhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD146/MCAM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MelCAM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4162
GenID	4162
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 24-559 von humanem CD146/MCAM (NP_006491.2) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P43121
Proteingewicht	72 kDa
Versand	Eisbeutel