


## Anti-Cd146/Mcam Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43121

Artikelnummer: CM0016237



### Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD146/MCAM für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Maus, Ratte. Nützlich für Studien zur Zelladhäsion und Melanom-Metastasierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CD146/MCAM Kaninchen-pAb                                                                                                            |
| Anmerkungen/Alias | CD146; MUC18; HEMCAM; METCAM; MeICAM; CD146/MCAM                                                                                    |
| Spezies           | Human                                                                                                                               |
| Gen-ID (Human)    | 4162                                                                                                                                |
| Gen-ID            | 4162                                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 26-350 von humanem CD146/MCAM entspricht (NP_006491.2). |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                 |
| SWISS             | P43121                                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 72 kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                           |