

Anti-Cd147 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P18572

Artikelnummer: CM0002382



Einführung

Anti-CD147 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P und ELISA in Mausproben. Targett Basigin (EMMPRIN) für Studien zur Netzhautentwicklung, Immunzelladhäsion und Monocarboxylattransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD147 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HT-7; CD147; EMMPRIN
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	682
GeneID	12215
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 141-302 von Maus-CD147 (NP_033898.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P18572
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel