

Anti-Cd147/BSg Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P35613

Artikelnummer: CM0006123



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD147/BSG (Basigin, EMMPRIN) für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus; unterstützt die Forschung zu Tumorprogression, Angiogenese und mikrobiellen Infektionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD147/BSG Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	682
Gen-ID	682
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem CD147/BSG (P35613) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P35613
Proteinmasse	19 kDa/22 kDa/29 kDa/42 kDa
Versand	Eisbeutel