

Anti-Cd147/Bsg-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, IHC-P, Elisa - P35613

Artikelnummer: CM0007067



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CD147/BSG (Epitop aa 286-385) für Western Blot, IHC-P und ELISA. Geeignet für Studien zur Krebsbiologie, zur Netzhautentwicklung und zu Wirt-Pathogen-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD147/BSG-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAb18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	682
Gen-ID	682
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P35613
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlakku