

Anti-Cd147/Bsg Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35613

Artikelnummer: CM0016940



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD147/BSG (Basigin/EMMPRIN) für WB, IHC-P, IP, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. CD147 spielt eine Rolle bei Tumorinvasion, Angiogenese, Signalübertragung von Immunzellen und dem Eintritt von Pathogenen. Geeignet für IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD147/BSG Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	OK; 5F7; TCSF; CD147; EMPRIN; HAB18G; EMMPRIN; CD147/BSG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	682
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 286-385 von humanem CD147/BSG (NP_001719.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35613
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel