

Anti-Cd150/Slam Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q9Qum4

Artikelnummer: CM0005180

Einführung

Mausreaktiver Kaninchen-monoklonaler Anti-CD150/SLAM-Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie. Targetiert das 38 kDa große Signaling Lymphocytic Activation Molecule (SLAMF1), das an der Aktivierung und Differenzierung von Immunzellen beteiligt ist. Ideal für immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD150/SLAM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16; CD150/SLAM
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6504
GenID	27218
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-242 von Maus-CD150/SLAM (NP_038758.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9QUM4
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel