


Anti-Cd150/Slam Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q13291

Artikelnummer: CM0010925



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CD150/SLAM (SLAMF1) gerichtet ist, für die Durchflusszytometrie. Erkennt ein 37 kDa schweres Signalmolekül für die Aktivierung von Lymphozyten, das an der Regulation von Immunzellen beteiligt ist. Kreuzreagiert mit Human.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD150/SLAM mAk
Bemerkungen/Alias	SLAM; CD150; CDw150
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6504
Gen-ID	6504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-237 von humanem CD150/SLAM (NP_003028.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q13291
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel