

## Anti-Cd150/Slam Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13291

Artikelnummer: CM0022397



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD150/SLAM (SLAMF1). Geeignet für Western Blot und ELISA, kreuzreagiert mit humanen und murinen Proteinen. SLAM reguliert die Aktivierung und Differenzierung von Immunzellen sowie den Eintritt des Masernvirus.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter           | Wert                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname         | CD150/SLAM Kaninchen-pAb                                                                                                   |
| Bezeichnungen/Alias | SLAM; CD150; CDw150; CD150/SLAM                                                                                            |
| Art                 | Mensch                                                                                                                     |
| GeneID (Mensch)     | 6504                                                                                                                       |
| GeneID              | 6504                                                                                                                       |
| Immunogen           | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 21-237 des humanen CD150/SLAM (NP_003028.1) entspricht |
| Quelle              | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie           | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität    | Mensch, Maus                                                                                                               |
| SWISS               | Q13291                                                                                                                     |
| Proteingewicht      | 37 kDa                                                                                                                     |
| Versand             | Kühlakku                                                                                                                   |