

Anti-Cd151 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P48509

Artikelnummer: CM0024279

Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes CD151 (UniProt P48509), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Tetraspanin-reichen Mikrodomänen, Zelladhäsion, Migration und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD151 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EB57; GP27; MER2; RAPH; SFA1; PETA-3; TSPAN24; CD151
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	977
GenID	977
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 113-221 von humanem CD151 (NP_004348.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P48509
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel