

Anti-Cd152/Ctla-4 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P16410

Artikelnummer: CM0013365



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CTLA-4 (CD152), validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt eine Bande von ~25 kDa; ideal für Forschung zur T-Zell-Koinhibition und Immunonkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD152/CTLA-4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD, GSE, GRD4, ALP55, CD152, CTLA-4, IDDM12, CELIAC3, CD152/CTLA-4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1493
GenID	1493
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 49-223 von humanem CD152/CTLA-4 enthält (NP_005205.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16410
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel