

Anti-Cd152/Ctla-4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16410

Artikelnummer: CM0022324



Einführung

Erkennen Sie humanes CTLA-4 (CD152) mit diesem polyklonalen Kaninchen-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, das die extrazelluläre Domäne zielt, ideal für Studien zu Immun-Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD152/CTLA-4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1493
GenID	1493
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16410
Proteingewicht	25kDa
Versand	Eisbeutel