

Anti-Cd152/Ctla-4 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P16410

Artikelnummer: CM0007331



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CD152/CTLA-4 (CTLA4), geeignet für Western Blot und ELISA. Immunogen: rekombinantes Protein. Kreuzreaktivität mit Human. Für Forschungsanwendungen in der T-Zell-Immunregulation und Studien zu Immun-Checkpoints.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD152/CTLA-4 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	CD; GSE; GRD4; ALP55; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3; CD152/CTLA-4
Art	Mensch
GenID	1493
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 37-162 von humanem CD152/CTLA-4 (NP_005205.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P16410
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel