

Anti-Cd153 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P32971

Artikelnummer: CM0004869

Einführung

Humaner CD153 (CD30L) monoklonaler Antikörper, konjugiert mit , validiert für Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der T-Zell-Proliferation und der CD30/CD30L-Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD153 mAk
Bemerkungen/Alias	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Spezies	Human
GenID (Human)	944
GenID	944
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 63-234 von humanem CD153 (NP_001235.1) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P32971
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel