


Anti-Cd155 (Pvr/Necl-5) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P15151

Artikelnummer: CM0018844



Einführung

Anti-CD155 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt den humanen Poliovirus-Rezeptor (PVR/NECL-5), der an NK-Zelladhäsion, Tumoreinvasio und Viruseintritt beteiligt ist. Mehrere Isoformen ~39-45 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD155 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	PVR; CD155; HVED; NECL5; Necl-5; PVS; TAGE4; Poliovirus-Rezeptor
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5817
Gen-ID	5817
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15151
Proteingewicht	39kDa/40kDa/42kDa/45kDa
Versand	Eisbeutel