


Anti-Cd155/Pvr Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P15151

Artikelnummer: CM0005081



Einführung

CD155/PVR Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit humanem CD155/PVR, einem Adhäsionsmolekül von NK-Zellen und Poliovirus-Rezeptor, beteiligt an der Tumor-Immun evasion. Ideal für Krebs- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD155/PVR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Nect-5
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5817
GenID	5817
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 21-343 von humanem CD155/PVR (NP_006496.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P15151
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel