


Anti-Cd155/Pvr Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - P15151

Artikelnummer: CM0027506



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes CD155/PVR für Western Blot (WB) und ELISA. Validierte Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für Forschung zu NK-Zelladhäsion, Tumorummunologie und Virologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD155/PVR Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Nect-5; CD155/PVR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	5817
Gen-ID	5817
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 220-345 von humanem CD155/PVR (NP_006496.4) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P15151
Proteinmolekulargewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel