


Anti-Cd155/Pvr Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P15151

Artikelnummer: CM0010490



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD155/PVR (Poliovirus-Rezeptor), validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Forschung zur NK-Zellbiologie, Tumorummunologie und Mechanismen der Virusinfektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD155/PVR Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PVS; HVED; CD155; NECL5; TAGE4; Necl-5; CD155/PVR
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5817
Gen-ID	5817
Immunogen	Synthetisches Peptid (Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem CD155/PVR (P15151) entspricht.)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P15151
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel