


Anti-Cd157/Bst-1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q10588

Artikelnummer: CM0005532



Einführung

-konjugierter kaninchen anti-humaner CD157/BST-1 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Ziel ist CD157/BST-1, ein GPI-verankertes Enzym, das an der zyklischen ADP-Ribose-Signalgebung beteiligt ist. Geeignet für Immunphänotypisierung und funktionelle Studien an humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-human CD157/BST-1 mAk
Bemerkungen/Alias	CD157; cADPR2; BST1
Spezies	Mensch
Gen-ID	683
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-292 von humanem CD157/BST-1 (NP_004325.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q10588
Proteingewicht	36kDa/29kDa
Versand	Eisbeutel