

Anti-Cd158A/Kir2DL1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P43626

Artikelnummer: CM0004705



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD158a/KIR2DL1, validiert für Durchflusszytometrie. Erkennt hemmenden NK-Zell-Rezeptor, der mit HLA-C-Allelen interagiert. MG: 38/41 kDa. SWISS: P43626.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Kaninchen anti-Human CD158a/KIR2DL1 mAk
Bemerkungen/Alias	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Spezies	Human
GenID (Human)	3802
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 22-245 von humanem CD158a/KIR2DL1 entspricht (NP_055033.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43626
Proteingewicht	38kDa/41kDa
Versand	Eisbeutel