

Biotinylierter Monoklonaler Anti-Cd16-Antikörper Für Fc - P08637 / O75015

Artikelnummer: CM0010040



Einführung

Biotinylierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes und cynomolgisches CD16 (FCGR3A/FCGR3B), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die ADCC- und NK-Zellforschung. Zielproteine: P08637/O75015.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-markierter Kaninchen-Antikörper gegen humanes/affines CD16
Bemerkungen/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2214/2215
Gen-ID	2214/2215
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20–208 des humanen CD16 (P08637/O75015) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Proteingewicht	29 KDa/26 KDa
Versand	Kühlakku