

Anti-Cd16 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08637 / O75015

Artikelnummer: CM0007748



Einführung

anti-CD16 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für die Durchflusszytometrie (FC) an menschlichen und cynomolgus Proben. Zielt auf FCGR3A/FCGR3B (CD16a/CD16b) für Forschung zu ADCC, NK-Zellen und Immunonkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Mensch/Affe CD16 mAk
Bemerkungen/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A; CD16b
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	2214/2215
GeneID	2214/2215
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 20-208 von menschlichem FCGR3A/FCGR3B (P08637/O75015) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P08637/O75015
Proteingewicht	29KDa/26KDa
Versand	Eisbeutel