

Anti-Cd16 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P08637 / O75015

Artikelnummer: CM0005111



Einführung

Ein kaninchen monoklonaler Antikörper, der menschliches CD16 (FcγRIIIA) erkennt, mit Kreuzreaktivität zu Maus, validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, ideal für ADCC- und Immunfunktionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD16 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCR11; CD16-II; FCGR11; FCR11A; FcGR11A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2214/2215
Gen-ID	2214/2215
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 20-208 von menschlichem CD16 entspricht. (P08637).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08637/O75015
Proteingewicht	29KDa/26KDa
Versand	Eisbeutel