

Anti-Cd16 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08637/O75015

Artikelnummer: CM0007702



Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CD16 (FCGR3A/FCGR3B), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch, Ratte und Krabbenaffen. Ideal für die Erforschung von ADCC und NK-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD16 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD16; FCG3; CD16A; FCGR3; IGFR3; IMD20; FCR-10; FCRIII; CD16-II; FCGRIII; FCRIIIA; FcGRIIIA
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2214/2215
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-208 von humanem CD16b (NP_000561.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte, Krabbenaffe
SWISS	P08637/O75015
Proteinmasse	29 kDa/26 kDa
Versand	Eisbeutel