

Anti-Cd161 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Fc, Elisa - Q12918

Artikelnummer: CM0006314



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen menschliches CD161 (KLRB1). Validiert für WB, IF-P, FC, ELISA. Erkennt ein 25 kDa Protein. Kreuzreaktivität mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die NK-Zell- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD161 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKR-P1A; hNKR-P1A; KLRB1
Spezies	Mensch
GeneID	3820
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 67-225 des menschlichen CD161 (NP_002249.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12918
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eispackung