

Anti-Cd162/Psgl-1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q14242

Artikelnummer: CM0010780



Einführung

Anti-CD162/PSGL-1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, FC, ELISA in Human. Das Ziel ist ein Selektin-Ligand, der am Leukozyten-Rolling und an Entzündungen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD162/PSGL-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Spezies	Human
GenID (Human)	6404
GenID	6404
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q14242
Proteingewicht	43 kDa/45 kDa
Versand	Eisbeutel