

Anti-Cd162/Psgl-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Fc, Elisa - Q3Ta56

Artikelnummer: CM0011277

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen Maus CD162/PSGL-1 (SWISS Q3TA56) gerichtet ist. Validiert für IF-P, IHC-P, FC und ELISA Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung und IVD-Testentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD162/PSGL-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD162; Psgl1; Selp1; Selpl; Psgl-1
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	6404
GenID	20345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 18-320 von Maus CD162/PSGL-1 (NP_033177.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q3TA56
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel