

Anti-Cd162/PSgl-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14242

Artikelnummer: CM0007644



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD162/PSGL-1, ein P-Selektin-Glykoprotein-Ligand 1. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Entzündungs- und Leukozytenadhäsionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD162/PSGL-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6404
GenID	6404
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 42-295 von humanem CD162/PSGL-1 (NP_002997.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14242
Proteingewicht	43KDa/44KDa
Versand	Eisbeutel