

Anti-Cd162/Psgl-1 Kaninchen-Polymab®-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14242 / Q3Ta56

Artikelnummer: CM0008081



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes/mausartiges CD162/PSGL-1, validiert für WB-, IF/ICC-, IF-P-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-PSGL-1, einen Schlüsselmediator des Leukozyten-Rollens bei Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD162/PSGL-1 Kaninchen-PolymAb®
Anmerkungen/Alias	CLA; CD162; PSGL1; PSGL-1; CD162/PSGL-1
Spezies	Mensch/Maus
Gen-ID (Mensch)	6404
Gen-ID	6404/20345
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem/mausartigem CD162/PSGL-1.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14242/Q3TA56
Proteingewicht	43 kDa/42 kDa
Versand	Eisbeutel