


Anti-Cd163 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q86Vb7

Artikelnummer: CM0026152



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CD163, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt endogenes CD163 in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den 125 kDa Hämoglobin-Scavenger-Rezeptor ab. Ideal für Forschung zu Makrophagen und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD163 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	M130; MM130; SCAR11; CD163
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9332
GenID	9332
Immunogen	Synthetisches Peptid / Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 750-1050 von humanem CD163 entspricht (NP_004235.4?).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86VB7
Proteingewicht	125 kDa
Versand	Eispackung