


Anti-Cd163 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q86Vb7

Artikelnummer: CM0007185



Einführung

Rekombinanter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD163 (M130, Hämoglobin-Scavenger-Rezeptor), validiert für Western Blotting (WB), Immunfluoreszenz an Paraffinschnitten (IF-P) und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Makrophagenaktivierung und entzündlichen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CD163 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	M130, MM130, SCAR11, CD163
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9332
GenID	9332
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 861-961 von humane CD163 entspricht (NP_004235.4)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q86VB7
Proteingewicht	125 kDa
Versand	Eisbeutel