


Anti-Cd163 Rabbit Polymab® Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q86Vb7 / Q2Vlh6

Artikelnummer: CM0004316



Einführung

Hochwertiges kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen CD163 (M130), validiert für WB, IHC-P, IF-P, ELISA in menschlichen, murinen, Ratten- und Cynomolgus-Affen-Proben. Ideal für Makrophagen- und Entzündungsforschung, Nachweis eines ~121-125 kDa Proteins.

[Mehr erfahren](#)

Produktname	CD163 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	M130; MM130; SCAR11; CD163v2; CD163v3
Spezies	Mensch/Maus
GenID (Mensch)	9332
GenID	9332/93671
Immunogen	Rekombinantes Protein von menschlichem/murinem CD163.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Cynomolgus-Affe
SWISS	Q86VB7/Q2VLH6
Proteingewicht	121kDa/125kDa
Versand	Eisbeutel