


Anti-Cd163L1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nr16

Artikelnummer: CM0015907



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CD163L1 (M160), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Human und Ratte. Ideal für Studien zur Scavenger-Rezeptor-Funktion und Makrophagenbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD163L1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WC1; M160; STAR; CD163B; SCAR12; CD163L1
Spezies	Human
GeneID (Human)	283316
GeneID	283316
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 350-550 von humanem CD163L1 (NP_777601.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q9NR16
Protein-Gewicht	159kDa
Versand	Eistasche