


Anti-Cd166/Alcam Monoklonaler Antikörper () Für Die Durchflusszytometrie - Q13740

Artikelnummer: CM0012306



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-Anti-Human-CD166/ALCAM monoklonaler Antikörper (Klon:) für die Durchflusszytometrie. Erkennt CD166 (ALCAM), ein Zelladhäsionsmolekül der Immunglobulin-Superfamilie, das an der T-Zell-Aktivierung und Hämatopoese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Human CD166/ALCAM mAb
Bemerkungen/Alias	MEMD; CD166
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	214
GeneID	214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28-526 von humanem CD166/ALCAM entspricht (NP_001618.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q13740
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eistasche