


Anti-Cd166/Alcam Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13740

Artikelnummer: CM0006732



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CD166/ALCAM, validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, T-Zell-Aktivierung und der Bildung immunologischer Synapsen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD166/ALCAM monoklonaler Kaninchen-Antikörper
Anmerkungen/Alias	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
Spezies	Human
GeneID (Human)	214
GeneID	214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-526 des humanen CD166/ALCAM entspricht. (NP_001618.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13740
Proteingewicht	65 kDa
Versand	Eisbeutel