


Anti-Cd166/Alcam Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13740

Artikelnummer: CM0021289



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CD166/ALCAM (Q13740) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Human und Maus. Ideal für die Untersuchung von Zelladhäsion, T-Zell-Aktivierung und Hämatopoese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD166/ALCAM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MEMD; CD166; CD166/ALCAM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	214
GenID	214
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 28-180 von humanem CD166/CD166/ALCAM (NP_001618.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13740
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel