

Anti-Cd168/Rhamm Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75330

Artikelnummer: CM0003524

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CD168/RHAMM (O75330). Ideal für WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Human und Maus. Untersuchen Sie Hyaluronan-vermittelte Zellmotilität und Krebsmetastasierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CD168/RHAMM Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CD168; IHABP; RHAMM; CD168/RHAMM
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3161
Gen-ID	3161
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	O75330
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel